



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № \_\_\_\_\_

### Средство моющее техническое концентрированное «ТМС Prof»

ТУ ВУ 691636835.005-2021 «Средство моющее техническое концентрированное «ТМС Prof»»

**Партия №:**

**Дата изготовления:**

**Изготовитель:** ООО «ПрофОйл», резидент Республики Беларусь

Наименование показателя	Нормативное значение по ТУ ВУ 691636835.005-2021	Фактический результат испытания
Внешний вид, цвет	Жидкость от светло-бежевого до светло-коричневого цвета или бесцветная	Жидкость светло-коричневого цвета
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	1,060 – 1,150	1,070
Концентрация водородных ионов (рН)	10,0 – 13,0	10,5

**Заключение:** Средство моющее техническое концентрированное «ТМС Prof» соответствует требованиям ТУ ВУ 691636835.005-2021 «Средство моющее техническое концентрированное «ТМС Prof»».

**Назначение:** Средство моющее техническое концентрированное «ТМС Prof» (далее по тексту – средство) Используется только для промышленного применения и предназначено для очистки элементов оснастки металлорежущих станков, промывки индивидуальных и централизованных циркуляционных систем подачи смазочно-охлаждающих и других рабочих жидкостей.

**Рекомендации по применению:**

- введение средства заданной концентрации (ориентировочно 3-5% от емкости станка) в рабочий раствор СОЖ при нормальной эксплуатации системы металлообработки за 8 рабочих часов (для среднего загрязнения) или за 16-24 рабочих часа (для сильного загрязнения) до ее плановой замены;
- очистка системы путем циркуляции рабочего раствора СОЖ с добавкой средства в течение 8 – 15 часов;
- слив отработанной смеси, состоящей из рабочего раствора СОЖ и средства;
- удаление механической грязи, отмытой с поверхностей;
- промывка системы чистой теплой водой.

**Условия хранения:** в крытых складских помещениях при температуре от 0 до плюс 30°C.

**Срок хранения:** 12 месяцев с даты изготовления.

**Подпись лица, оформившего паспорт:**